

WheelDrive

Kombinationsübersicht

WheelDrive, der restkraftunterstützende Zusatzantrieb der Marke Empulse, passt an fast alle manuellen Rollstühle – und das ohne zusätzliche Anbauteile oder Änderungen am Rollstuhl. Bitte kontaktieren Sie Sunrise Medical, wenn Ihr Rollstuhlmodell nicht in dieser Liste aufgeführt ist.



| Marke / Modell |
|--|
| Sunrise Medical |
| Breezy UniX ² (12 mm) |
| Breezy PariX ² (12 mm) |
| Breezy BasiX ² (12 mm) |
| Breezy RubiX ² (12 mm) |
| Breezy HeliX ² (12,7 mm) |
| Breezy HeliX ² Comfort (12,7 mm) |
| Cirrus 4 (12 mm) |
| Emineo (12 mm) |
| Exigo 10 (12 mm) |
| Exigo 20 (12 mm) |
| Exigo 30 (12 mm) |
| Ibis (12 mm) |
| Impera Line (12 mm) |
| Sopur Argon (12,7 mm) |
| Sopur Argon ² (12,7 mm) |
| Sopur Argon Ti (12,7 mm) |
| Sopur Easy 200 (12,7 mm) |
| Sopur Easy 300 (12,7 mm) |
| Sopur Easy ^{max} (12,7 mm) |
| Sopur Helium (12,7 mm) |
| Sopur Easy 160 i (12,7 mm) |
| Sopur Easy Life i (12,7 mm) |
| Sopur Easy Life (12,7 mm) |
| Sopur Easy Life R (12,7 mm) |
| Sopur Easy Life T (12,7 mm) |
| Sopur Easy Life RT (12,7 mm) |
| Sopur Neon ² SA (12,7 mm) |
| Sopur Xenon ² / Xenon ² SA (12,7 mm) |
| Sopur Xenon / Xenon SA (12,7 mm) |
| Panthera |
| S2 |
| S2 Swing |
| U2 |
| U2 Light |
| S3 |
| S3 Swing |
| U3 |
| U3 Light |
| Bambino |

| Marke / Modell |
|--|
| Invacare |
| Myon HC |
| Action 5 |
| Action 4 |
| Action 4 NG |
| Action 3 |
| Action XT |
| XLT |
| SpinX |
| Rea Focus |
| Top End Terminator |
| Küschall |
| Advance |
| K-Series |
| K-Series attract |
| Champion |
| Ultra-Light |
| Compact |
| Compact attract |
| Meyra |
| Hurricane |
| ZX1 / ZX3 |
| X-Star |
| Avanti / Avanti Pro |
| Eurochair ² 2.750 |
| Eurochair ² 2.850 |
| Eurochair 1.750 |
| Eurochair 1.850 |
| Service 3.600 |
| Smart ^f /Smart ^s |
| X1 |
| Vassilli |
| Hi-Lo M |
| Hi-Lo M Alu Line |
| Berollka |
| Phoenix |
| Cobra Sport |
| Slade SLT/AR |
| Basic |
| Finess |

| Marke / Modell |
|-----------------------------|
| Sprint AR/SLT |
| Kayou |
| Otto Bock |
| Motus |
| Motus CV/CS |
| Avantgarde CV/CS/4/VR/T |
| Start M2 Effect |
| Start M5 Comfort |
| Start4 M2 |
| Ventus |
| LEVO |
| LEVO active-easy LAE |
| LEVO compact-easy LCEV |
| LEVO Summit EL |
| LEVO Summit M |
| DIETZ |
| AS 01 |
| O⁴ |
| Multihopper |
| OlympicHopper |
| SwayHopper |
| Etac |
| Cross 5 |
| Ki Mobility |
| Rogue |
| Little Wave Click |
| SORG |
| Vector (from SW 280 mm) |
| Vector BSA |
| Jump Alpha (from SW 280 mm) |
| Jump Beta |
| Veldink4kids |
| Kiddo Classic |
| Kiddo Tilt |
| Adapt |
| Kiddo Xperience |
| PRO ACTIV |
| Traveler |
| Speedy |
| Buddy |

Bitte beachten Sie: Diese Liste gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, an welche Rollstühle der WheelDrive angebaut werden kann. Baujahr, Schwerpunkteinstellung und Radgröße können die Kompatibilität jedoch beeinflussen. Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass die Aufnahme für die Steckachse einen Durchmesser von 12 oder 12,7 mm hat. Um 100% sicher zu sein, dass der WheelDrive an Ihren Rollstuhl angebaut werden kann ist es notwendig die Montage zu testen. Oder fragen Sie Ihren Fachhändler um Hilfe.

!!!Achtung: Kombination mit Trommelbremse ist nicht möglich.