

XENON² SA



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste
kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Straße:			Straße:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 125 kg	
Kommission:			Nutzergewicht:	kg
Art.-Nr.: 77 800 000 , Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.03.0210				
Stand 10.01.2024. Preise gültig bis auf Widerruf				
			Grundpreis	€ 3.403,-

Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

BITTE MESSVERFAHREN BEACHTEN:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

- b) Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

- b) Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Boden gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

- b) Am Rollstuhl: Von der Vorderseite des Rückenrohres das Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:	1010 mm		
Max. Gesamtlänge:	1150 mm		
Max. Wendekreis:	720 mm		
Max. sicheres Gefälle:	10°		
Gewicht:	ab 10,3 kg		
Gewicht ohne Antriebsräder:	ab 7,8 kg		
Gewicht schwerstes Teil:	2,1 kg		
Max. Breite:	Sturz	24" Antriebsrad	25" Antriebsrad
	0° Sturz:	SB + 160 mm	SB + 160 mm
	2° Sturz:	SB + 210 mm	SB + 220 mm
	4° Sturz:	SB + 260 mm	SB + 270 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für den Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk +/- 10 mm.

Sitzbreite

(mm)	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sitztiefe


(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
	Rahmenlänge 380 mm			Rahmenlängen in 20 mm Schritten						

Vordere Sitzhöhe (in mm)

Lenkrad-Durchmesser / Gabellänge	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
3" / 111 mm														
3" / 123 mm (1)														
3" / 138 mm (1)														
3" / 174 mm														
3" / Frog Legs (1)														
3" / Einarm (1)														
4" / 111 mm														
4" / 123 mm (1)														
4" / 138 mm (1)														
4" / 174 mm														
4" / Frog Legs (1)														
4" / Einarm (1)														
5" / 111 mm														
5" / 123 mm (1)														
5" / 138 mm (1)														
5" / 174 mm														
5" / Frog Legs (1)														
5" / Einarm (1)														
6" / 123 mm (1)														
6" / 138 mm (1)														
6" / 174 mm														
6" / Frog Legs (1)														
7" / 138 mm (1)														
7" / 174 mm														

(1) Bitte beachten Sie dass nur diese Gabeln für die Benutzung des Rollstuhles mit elektrischen Zusatzantrieben zugelassen sind. In Kombination mit der 111 mm Gabel, sowie der 174 mm Gabel dürfen keine Zusatzantriebe verwendet werden.

Rücken




// XES 020002 Sitzbespannung mit einer Utensilientasche



// XES 020003 Sitzbespannung mit zwei Utensilientaschen



// JAY020002 JAY Basic Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P
Kissen (Bild zeigt Kissen ohne
Bezug)



// JAY020004 JAY Lite Kissen
(Bild zeigt Kissen ohne Bezug)

Hintere Sitzhöhe (Die hintere Sitzhöhe kann nur zwischen 0 und 110 mm unter der vorderen Sitzhöhe liegen)

Hintere Sitzhöhe in mm	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" Räder													(1)	
25" Räder														(1)

Sitz

€

Sitzbespannung

Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 1 Utensilientasche	XES020002	0,-
Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 2 Utensilientaschen (ab SB 360 mm)	XES020003	53,-
Sitzbespannung, Nylon, anpassbar, 1 Utensilientasche, 1 Kathetertasche (ab SB 360 mm)	XES020004	53,-
ohne Sitzbespannung	XES020000	0,-

Sitzkissen, Bezug mit Reißverschluss, schwarz

Verbundschaum 30 mm (mittelweich)	XES020101	105,-
Verbundschaum 50 mm (mittelweich)	XES020102	105,-
Latex 50 mm (sehr weich)	XES020103	105,-

Zubehör Sitz

Beckengurt mit Gurtschloss, Metall	XES090018	80,-
Sitzbespannungspolster	XES020050	33,-

JAY Kissen

JAY Basic	JAY020002	176,-
JAY Soft Combi P	JAY020003	227,-
JAY Easy Visco, gewölbter Boden	JAY020001	320,-
JAY Lite	JAY020004	560,-
JAY Easy Fluid, gewölbter Boden	JAY020007	566,-

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass nur die Größen verfügbar sind, die auf den entsprechenden JAY Bestellblättern angegeben sind.

Rücken

€

Rückenhöhenbereiche (mm)	250 - 300	300 - 400	400 - 475	
Bitte wählen Sie die werksseitig eingestellte Rückenhöhe.	250	300	350	400
Einstellbarkeit 5 cm.	275	325	375	425
	300	350	400	450

Rückenrohre Carbon (mm, fixe Höhe, nicht einstellbar) (2)

250	275	300	325	350	375	400	425	267,-	
Rücken, fest (90°)								XES030010	0,-
Vorbereitung für nachträglichen Deskseitenteilanbau (3)								XES030029	0,-
Rücken, nach vorne abklappbar (ab Rückenhöhe 350 mm, fixe Rückenhöhe, nicht einstellbar) (5)								XES030031	335,-
Rücken, winkleinstellbar (75° bis 103°)								XES030012	335,-
Vorbereitung für nachträglichen Deskseitenteilanbau (4)								XES030029	0,-
Rücken, nach vorne abklappbar (ab Rückenhöhe 350 mm, fixe Rückenhöhe, nicht einstellbar) (5)								XES030031	335,-

Schiebegriffe

ohne Schiebegriffe	XES030200	0,-
Schiebegriffe lang	XES030201	0,-
Schiebegriffe abklappbar (ab Rückenhöhe 325 mm)	XES030203	180,-
Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY Rücken (ab Rückenhöhe 325 mm)	XES030205	287,-
Schiebegriffe höhenverstellbar (ab Rückenhöhe 300 mm)	XES030204	287,-

(1) nur mit Leichtgewicht Achsadapter möglich

(2) nicht mit JAY J3 Rücken, nicht mit Deskseitenteil, nicht für die Benutzung mit Anklembikes

(3) notwendig um zu einem späteren Zeitpunkt ein Deskseitenteil oder das Seitenteil Armlehnenrohr nachrüsten zu können

(4) notwendig um zu einem späteren Zeitpunkt ein Deskseitenteil nachrüsten zu können

(5) nicht in Verbindung mit höhenverstellbaren Schiebegriffen, JAY Rücken, Rückenrohre Carbon, Deskseitenteil. In Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen erst ab Rückenhöhe 400 mm. Bitte beachten Sie die Matrix zur Faltbarkeit auf der nächsten Seite.

Rücken



// XES 030316 EXO Rücken-
bespannung (Exo Evo Version)



// XES 030317 EXO PRO Rücken-
bespannung (Exo Evo Version)



// XES 030201 Schiebegriff, lang



// XES 030203 Schiebegriffe
abklappbar



// XES 030204 Schiebegriffe
höhenverstellbar



// XES 090018 Beckengurt mit
Gurtschloss, Metall

Übersicht zur **Faltbarkeit XES 030031 Rücken abklappbar, nach vorne**

Rückenhöhe	325	350	375	400	425	450	475
Sitzbreite							
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
mm	500						



- Rücken faltet auch bei gefaltetem Rollstuhl 90° nach vorne
- In Kombination mit abklappbaren Schiebegriffen faltet der Rücken bei gefaltetem Rollstuhl keine vollen 90° nach vorne
- Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl keine vollen 90° nach vorne
- Der Rücken faltet bei gefaltetem Rollstuhl weniger als 45° nach vorne. Bei ungefaltetem Rollstuhl lässt der Rücken sich 90° nach vorne falten.

Rückenbespannung								
EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz (neue Exo Evo Version)							XES030316	0,-
Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau		0,-	
EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, 1 Rückentasche, schwarz (neue Exo Evo Version)							XES030317	167,-
Farbe Einfassband:	Schwarz	Orange	Silber	Rot	Blau		0,-	
Ohne Rückenbespannung							XES030300	0,-

Rücken Zubehör								
Stabilisierungsstange, automatisch faltend (ab Sitzbreite 380 mm – nicht in Verbindung mit Rückenrohren, Carbon)							XES030402	160,-
Stabilisierungsstange, abschwenkbar (ab Sitzbreite 380 mm)							XES030401	160,-
Kopfstütze mittel (200 x 110 mm), höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (nur in Verbindung mit Stabilisierungsstange, abschwenkbar)							XES030411	398,-
Kopfstütze groß (230 x 110 mm), höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (nur in Verbindung mit Stabilisierungsstange, abschwenkbar)							XES030412	398,-

JAY Rücken inkl. Befestigung und Zubehör €

JAY J3 Rücken, flache Kontur (SC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				340 mm	JAY030010	380 mm	JAY030033	806,-
Hoch (UT)		420 mm	JAY030012	460 mm	JAY030019	500 mm	JAY030025	897,-
JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				340 mm	JAY030011	380 mm	JAY030018	887,-
Hoch (UT)		420 mm	JAY030013	460 mm	JAY030020	500 mm	JAY030026	999,-
Schulterhoch (SH)		530 mm	JAY030016					1.034,-
JAY J3 Rücken, mitteltiefe Kontur (MDC)		Kurz (S)		Mittel (M)		Hoch (T)		
Mittelhoch (MT)				340 mm	JAY030044	380 mm	JAY030041	1.030,-
Hoch (UT)		420 mm	JAY030045	460 mm	JAY030042	500 mm	JAY030046	1.030,-
Schulterhoch (SH)		530 mm	JAY030043					1.073,-
JAY J3 Carbon Rücken, flache Kontur (SC)		Kurz (S)				Hoch (T)		
Tief (LT)		170 mm	JAY060001			240 mm	JAY060002	1.280,-
Mittelhoch (MT)		300 mm	JAY060003			380 mm	JAY060004	1.280,-

WHITMYER Kopfstütze inkl. Befestigung								
Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA, abklappbar (nur mit Jay J3 Rücken)							WHT030415	533,-
Whitmyer Kopfstütze, AXYS, standard (nur mit Jay J3 Rücken)							WHT030416	319,-
Zubehörtasche (nur mit JAY J3 Carbon Rücken)							JAY090058	87,-

Armlehnen und Seitenteile €

Armlehne								
Deskseitenteil, hochschwenkbar, abnehmbar (1)							XES040005	295,-
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar (1)							XES040001	295,-
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar (1)							XES040002	398,-
Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar (1)							XES040003	295,-
Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar (1)							XES040004	398,-
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm) tiefeneinstellbar, höhenverstellbar, abnehmbar (1)							XES040052	246,-

Zubehör Armlehne								
Entriegelungshilfe für Tetraplegiker (nur mit Deskseitenteil)							XES040020	0,-
Therapietisch, aufschiebbar, SB 380 - 480 mm							XES090011	398,-
Therapietisch, abschwenkbar (seitlich), SB 340 - 500 mm, Anbau links							XES090012	398,-
Therapietisch, abschwenkbar (seitlich), SB 340 - 500 mm, Anbau rechts							XES090013	398,-

Seitenteil								
Seitenteil Armlehnenrohr, Aluminium, abschwenkbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz							XES040117	235,-
Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch, 310 mm lang, schwarz							XES040107	131,-
Seitenteil Carbon, schmal, schwarz							XES040101	131,-
Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, in Rahmenfarbe							XES040102	219,-
Kleiderschutz-Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, in Rahmenfarbe							XES040103	299,-
Kleiderschutz-Seitenteil Carbon, Kälteschutz, schwarz							XES040104	398,-

(1) Nicht mit Adapter, Leichtgewicht

JAY J3 Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)



// (MT)



// (UT)



// (SH)



// Flache Kontur (SC)



// Mittlere Kontur (MC)

Armlehnen und Seitenteile



// XES04000x Deskseitenteil, Armpolster, hochschwenk- und abnehmbar



// XES040107 Kunststoff, abnehmbar



// XES040101 Carbon, Kälteschutz, schmal



// XES040102 Aluminium, Kälteschutz



// XES040103 Aluminium, Kleiderschutz, Kälteschutz



// XES040104 Carbon, Kleiderschutz, Kälteschutz

Fußraste		€
Fußbretthalter, Winkel 100° Aluminium, wegschwenk- /abnehmbar, Paar	XES050008	0,-
Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), wegschwenk- /abnehmbar, links	XES050009	137,-
Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), wegschwenk- /abnehmbar, rechts	XES050010	137,-
Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), wegschwenk- /abnehmbar, Paar (ab Sitzbreite 380 mm)	XES050011	274,-
Stumpfaufgabe, links	XES050014	201,-
Stumpfaufgabe, rechts	XES050013	201,-
Stumpfaufgabe, Paar	XES050012	401,-
Fußbrett		
Fußbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Fersenband, schwarz (ab SB 380 mm)	XES050020	160,-
Fußbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Fersenband, Rahmenfarbe	XES050022	408,-
Fußbrett, geteilt, Aluminium, winkeleinst., hochklappbar (seitlich), hochmontiert, Fersenband, Rahmenfarbe	XES050051	485,-
Fußbrett, durchgehend, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), Rahmenfarbe	XES050023	341,-
Abschwenkmechanismus für durchgehendes Fußbrett (nur mit XES050023, kleinste UL 30 mm größer)	XES050126	181,-
Fußbrett, durchgehend, Performance, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz	XES050059	423,-
Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Kunststoff, winkel- / tiefeneinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz	XES050131	357,-
Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht, Carbon, winkel- / tiefeneinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz	XES050132	505,-
Fußbrett, durchgehend, Aluminium, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), hochmontiert, Rahmenfarbe	XES050052	419,-
Zubehör Fußbrett		
Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung des Fußbrettes (1)	XES050127	65,-

Unterschenkellänge (UL) (Achtung max. UL muss 25 mm kürzer sein als vordere Sitzhöhe)

220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
320	330	340	350	360	370	380	390	400	410
420	430	440	450	460	470	480	490	500	

Rahmen		€
Rahmen SA (wegschwenk- /abnehmbare Fußraste)	XES010015	0,-

Schwerpunkt (4 = sehr passiv, 13 = sehr aktiv)		€
Adapter, Standard	2 3 4 5 6 7 8 9 10	XES070703 0,-
Adapter, Leichtgewicht (2)	5 6 7 9 10 11	XES070701 0,-
Achsträger, Aluminium, lang (volle Einstellbarkeit der hinteren Sitzhöhe)		XES010411 0,-
Achsträger, Aluminium, gekürzt (max. Einstellbarkeit der hinteren Sitzhöhe ± 10 mm)		XES010412 295,-

Zubehör Rahmen (Auswahl entweder Ankippbügel oder Sicherheitsrad pro Seite, nicht beides)		€
Rahmenschutz, schwarz	XES090016	67,-
Befestigungsösen für Transport im Auto	XES090100	105,-
Transitrollen	XES090010	264,-
Sicherheitsrad, aufsteckbar, Paar	XES090050	114,-
Sicherheitsrad, abschwenkbar		
links	XES090004	155,-
rechts	XES090005	155,-
Paar	XES090006	307,-
Ankippbügel		
links	XES090001	65,-
rechts	XES090002	65,-
Paar	XES090003	127,-
Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel)	XES090009	36,-

(1) nur in Kombination mit Fußbrett, durchgehend, Leichtgewicht oder Performance

(2) nur mit 0° Sturz

Fußraste



// XES050132 Fußbrett, durchgehend, leichtgewicht, Carbon



// XES050059 Fußbrett, durchgehend, leichtgewicht, Performance



// XES050127 Seitenschutz, einstellbar, zur seitl. Abgrenzung des Fußbretts

Rahmen



// XES010015 Rahmen SA (wegschwenk-/abnehmbare Fußraste), max. Zuladung 125 kg

Zubehör Rahmen



// XES090001 Ankipfbügel



// XES090004 Sicherheitsrad, abschwenkbar



// XES090050 Sicherheitsrad, aufsteckbar



// XES090010 Transittrollen

Lenkradgabeln (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf der ersten Seite)				€
Lenkradgabel, Aluminium (1) 123 mm, 138 mm und 174 mm	Schwarz		XES080029	0,-
	Silber			53,-
	Orange			53,-
Lenkradgabel, Carbotecture, 111 mm (nicht mit WheelDrive)	Schwarz		XES080013	0,-
	Silber			53,-
	Orange			53,-
	Rot (2)			53,-
	Blau (2)			53,-
Aluminium, Einarm (1)	Schwarz		XES080008	201,-
	Silber		zzgl.	53,-
	Orange		zzgl.	53,-
	Rot		zzgl.	53,-
	Blau		zzgl.	53,-
Aluminium, Federung (Frog Legs), schwarz			XES080007	600,-

Lenkräder (vergleichen Sie bitte Ihre Auswahl auf der ersten Seite)				€		
Lenkrad, Luft, Felge: Kunststoff, schwarz (nur in 7")			XES080305	0,-		
Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz			XES080301	0,-		
Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff, schwarz (nur 5" & 6")			XES080302	0,-		
Lenkrad, Vollgummi (hart), leuchtend (Light Up), Felge: Kunststoff, schwarz (nicht in 6")			XES080303	70,-		
Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Aluminium Farbe: Silber (nur 4" & 5")			XES080304	97,-		
Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium (nur 4" & 5")	Silber		XES080306	144,-		
	Farbe Felge	Schwarz	Orange	Rot	Blau	zzgl.

Antriebsrad				€
ohne Antriebsrad			XES070000	0,-
Antriebsrad, Universal, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (nur 24", Felge/Nabe: Farbauswahl auf der letzten Seite)			XES070001	0,-
Antriebsrad, Design, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24")			XES070002	0,-
Antriebsrad, Leichtgewicht, 24 Speichen (silber), gerade verspeicht (Felge/Nabe: Farbauswahl auf der letzten Seite)			XES070003	0,-
Antriebsrad, Proton, 24 Speichen (schwarz), gerade verspeicht (max. Zuladung 100 kg)			XES070004	367,-
Antriebsrad, Spinergy, 18 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: silber			XES070005	659,-
Antriebsrad, Spinergy, 12 Speichen (schwarz), gerade verspeicht, Nabe: schwarz			XES070007	927,-
Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (nur 24") (3)			XES070008	356,-
Antriebsrad, Mountainbike, 36 Speichen (silber), gerade verspeicht (nur 24")			XES070009	335,-
Mountainbike Rad, Wechselsatz inkl. Bereifung (extra Grobprofil) (nur 24")			XES070010	507,-
Achse			XES070010	
Steckachse			XES070150	0,-
Steckachse, für Tetraplegiker geeignet (4)			XES070151	67,-

Bereifung (bitte nur eine Option wählen)				€
Bereifung, Luft, Feinprofil, Schwalbe Right Run (nur 24")			XES070101	0,-
Bereifung, pannensicher, Feinprofil			XES070102	0,-
Bereifung, Luft, profillos, Schwalbe One			XES070107	53,-
Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil, Schwalbe Marathon Plus Evolution			XES070104	54,-

(1) tauglich für Zusatzantriebe
(2) nur in Kombination mit Lenkrad XES080302 oder XES080306

(3) nur mit Adapter, Standard und nur mit 0° und 4° Sturz, nicht mit WheelDrive
(4) nicht mit Spinergy- oder Mountainbike-Rädern, nicht mit Trommelbremsen

Antriebsrad



// XES070001 Antriebsrad, Universal



// XES070002 Antriebsrad, Design



// XES070003 Antriebsrad, Leichtgewicht



// XES070004 Antriebsrad, Proton



// XES07010 Mountainbike Rad



// XES100336-100338 Antriebsrad, Leichtgewicht 24" mit Felge und Nabe farbig eloxiert und schwarzen Speichen



// WD0070201 WheelDrive

Bereifung



// XES070101 Schwalbe Right Run



// XES070107 Schwalbe One



// XES070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution



// XES070102 Bereifung, pannen-sicher



// Farben für Lenkradgabel und Lenkrollen (Abbildung: Lenkradgabel Carbotecture 111 mm mit Lenkrad, Vollgummi (weich), Felge: Aluminium 4")

Greifreifen			€
Greifreifen, Edelstahl, silber	XES070204		0,-
Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber	XES070202		0,-
Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, klar	XES070201		0,-
Greifreifen, Aluminium, pulverbeschichtet, farbig (Farbauswahl auf der letzten Seite)	XES070203		65,-
Greifreifen, Titan, natur	XES070205		241,-
Greifreifen, Titan, pulverbeschichtet, klar	XES070206		241,-
Greifreifen, Supergrip®	XES070207		340,-
Greifreifen, Maxgripp® (nur 24")	XES070208		451,-
Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch geformter Greifreifen mit Gumilippe)	XES070212		380,-
Greifreifen, Carbolife GEKKO (3)	FMG		410,-
Greifreifen, Carbolife QUADRO (nur 24") (3)	FMG		450,-

Greifreifenanbau			
Anbau Greifreifen, supereng (7 mm) (nur mit Greifreifen Edelstahl)	XES070307		124,-
Anbau Greifreifen, eng (17 mm)	XES070317		0,-
Anbau Greifreifen, weit (27 mm)	XES070327		0,-
Greifreifenüberzug			
Greifreifenüberzug, Gummi (nur 24")	XES070250		129,-

WheelDrive Set (mit Greifreifen Aluminium, silber eloxiert)			€
WDO000201	WheelDrive 24" beigelegt , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil		7.371,-
WDO000202	WheelDrive 24" angebaut , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil (2)		7.471,-

WheelDrive Zubehör			
WDO070834	Speichenschutz, WheelDrive 24"		203,-
WDO070250	Greifringüberzug, Silikon		129,-
WDO090145	Zusätzliche Akkus, NiMH, 24 V, 3,8 Ah, 2 Stück		939,-

Radsturz			€
0°	XES070600		0,-
2° (1)	XES070602		0,-
4° (1) (nicht mit WheelDrive)	XES070604		0,-

Speichenschutz (nur 24") nur paarweise auswählbar					€
Transparent	XES070831				187,-
Princess	XES070823	Pirates	XES070821		249,-
Happy Lions	XES070816	Graffiti	XES070814		249,-
Monkeys	XES070819	Basketball	XES070802		249,-
Oriental	XES070820	Flying Water	XES070812		249,-
Superhero	XES070829	Zebra	XES070833		249,-
Hot Wheels	XES070817	Jungle Fever	XES070818		249,-
Pool	XES070822	Feather	XES070811		249,-
Silk	XES070827	Chrome	XES070806		249,-
Tiger	XES070830	Basketball 2	XES070803		249,-
Glaktica	XES070813	Space	XES070828		249,-

Bremse			€
Standardbremse	XES060001		0,-
Kniehebelbremse	XES060002		61,-
Bremshebelverlängerung, Kniehebelbremse, abklappbar	XES060010		30,-
Kompaktbremse Evo	XES060023		99,-

(1) nicht mit Adapter, Leichtgewicht

(2) WheelDrive wird montiert und eingestellt durch Sunrise Medical GmbH

(3) FMG: abweichende Rabattierung und Lieferzeit

Greifreifen

// XES070208 Greifreifen Maxgrepp®



// XES070212 Greifreifen Ellipse 3R

Bremse

// XES060001 Standardbremse



// XES060002 Kniehebelbremse



// XES060003 Kompaktbremse

Zubehör			€
Werkzeugsatz	XES090000		0,-
Handluftpumpe	XES090025		14,-
Standpumpe, Hochdruck (0 - 11 bar)	XES090024		83,-
Rucksack	XES090030		78,-
Handytasche	XES090026		33,-

Farben (pulverbeschichtete Rahmenfarben) (1)

	Rahmen	Greifreifen	Felge/Nabe (2)	Kreuzstrebe
		65,-	180,-	180,-
32 Signal Weiß				
29 Schwarz				
31 Matt Schwarz				
02 Brillantsilber				
42 Matt Anthrazit				
27 Graphitemetallic				
14 Blau				
06 Sonnengelb				
24 Tutti Frutti Orange				
33 Pink				
21 Rubinrot				

	Rahmen	Greifreifen	Felge/Nabe (2)	Kreuzstrebe
	101,-	65,-	180,-	180,-
22 Brillantrot				
23 Mattrot				
19 Brillantviolett				
41 Flamingo-Glitter				
15 Brillantmarine				
16 Mattmarine				
35 Himmelblau				
36 Cyan-Metallic				
46 Mamba Grün				
40 Kiwi				
37 Marsrot (Orange)				
03 Mattsilber				
34 Dark Chokolade Metallic				

Farbauswahl Felge/Nabe für Antriebsrad, Leichtgewicht 24" (Eloxalfarben) (3)

Eloxiert, Orange			(3)	
Eloxiert, Blau			(3)	
Eloxiert, Rot			(3)	

Farbauswahl für Aufkleber „Xenon² Hybrid“ und „Sopor“

			€
XES100550	schwarz (4)		0,-
XES100551	silber		0,-
XES100552	orange		0,-
XES100553	rot		0,-
XES100554	blau		0,-

Empulse F55 Bundling

			€
EMO000101	Mit F55 Bestellung, nicht angebaut (5)		0,-
EMO000102	Mit F55 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (179 €) wird auf dem F55 Bestellblatt berechnet) (5)		0,-
	EMO000210	StVZO Kit inklusive Anbau und TÜV Gutachten (nur in Kombination mit Anbau im Werk) (nicht Rabattfähig)	480,-

(1) Hinweis: Pulverbeschichtete Rahmenfarben unterscheiden sich von Eloxalfarben.

(2) nur mit Antriebsrad, Universal 22" oder 24"

(3) nur mit Antriebsrad, Leichtgewicht 24"

(4) In Kombination mit Seitenteil, Carbon: „Sopor“ in silber

(5) Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des F55 nutzen. Nicht mit Federung, nicht mit Leichtgewicht Kompaktbremse EVO

Zubehör



// XES090000 Werkzeugsatz



// XES090024 Standpumpe, Hochdruck



// XES090025 Handluftpumpe



// XES090030 Rucksack



// XES090026 Handytasche

F55 Bundling NoGo Matrix

	SITZTIEFE							
SCHWERPUNKT	360	380	400	420	440	460	480	500
40				OK	OK	OK	OK	OK
60					OK	OK	OK	OK
70					OK	OK	OK	OK
80						OK	OK	OK
90						OK	OK	OK
100							OK	OK
110							OK	OK
120								
130								

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)**XENON² SA**

€

Grundpreis	3.403,00
Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil (Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.	
MwSt. 7 %	
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.	

Datum**Unterschrift**

Tag Monat Jahr

**Sunrise Medical GmbH**

Kahlbachring 2-4

D-69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vorsehen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versendungskosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestelt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestelt ist.

5.8 Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.

8.8 Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

8.9 Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihm treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinie zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12dc22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.



Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD
Fax 07253 / 980 222

Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr.

www.SunriseMedical.de